

TENA LADY TISZTASÁGI BETÉT MÉRETŰ INKONTINENCIABETÉT – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Termékek:

- TENA Lady Slim Micro
- TENA Lady Slim Mini Magic
- TENA Lady Slim Ultra Mini
- TENA Lady Slim Ultra Mini Plus

A TENA Lady betétek gyógyászati segédeszközök. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A TENA Lady betétek diszkrét és biztonságos védelmet jelentenek vizelettartási probléma esetére.

A hármas védelem garantálja, hogy vizeletvesztés esetén a szivárgás, a kellemetlen szagok és a nedvesség is hamar eltűnjön.

Termékválasztásnál figyeljen arra, hogy vizeletvesztés súlyosságának megfelelő terméket válassza.

Bontsa fel a csomagolást, vegye ki a terméket, majd húzza le a ragasztószalagot.

Helyezze a betétet ragasztócsíkkal lefelé az alsóneműjébe, és bizonyosodjon meg róla, hogy stabilan rögzült.

A használt terméket ne dobja a toalettbe, kezelje a háztartási hulladékkal együtt! A termék csomagolását, valamint az öntapadó felület ragasztószalagját a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!

A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja. A termék gyermekektől távol tartandó.



Dermatológiailag
tesztelt



Parfüm-
mentes



www.tena.hu

Forgalmazó:

Essity Hungary Kft.

1021 Budapest, Budakeszi út 51.

INKO-INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

Gyártó:

Essity Hygiene and Health AB

SE-405 03 Göteborg, Sweden

