

TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét
TERMÉKISMERTETŐ, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**A TENA MEN ACTIVE FIT PROTECTIVE SHIELD FÉRFI BETÉT GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZ.**
**A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT VAGY
KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!**

A TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét enyhe vizeletcsepegéssel élő férfiak számára készült. Átmeneti vagy enyhe vizeletvesztéssel élő férfiak számára javasolt a használata, prosztata betegségek, műtétek következtében kialakult inkontinencia fennállásakor.

A TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét CE minősítéssel rendelkezik az európai szabványnak megfelelően. A terméket előállító, Essity Hygiene and Health AB gyártó egységei ISO 9001 minőségi tanúsítással rendelkeznek. A termék szavatossági ideje a gyártástól számított 3 év.

TENA Men Active Fit Protective Shield férfi betét nedvszívó kapacitása: 140 ml

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ



1. Vegye ki a terméket a csomagolásból, majd hajtsa szét.
2. Fogja meg a terméket úgy, hogy a szélesebb vége legyen felfelé, a ragasztócsík pedig lefelé, az alsónemű felé nézzen.
3. Húzza le a ragasztócsíkról a papírt és dobja ki.
4. Rögzítse a terméket a ragasztócsík segítségével az alsónadrág belsejéhez. Úgy helyezze el a terméket, hogy Önnek kényelmes legyen.
5. Ha nem sikerült megfelelően rögzítenie, húzza ki az alsóneműjéből a terméket, majd ragassza be újra. (Törekedjen arra, hogy minél kevesebbszer történjen visszaragasztás, mert az a tapadást gyengítheti.)
6. **Fontos: a terméket testhezálló alsóneműbe kell rögzíteni!**
7. Ha a termék megtelt, vegye ki az alsónadrágjából, és dobja a szemetesbe. Ne dobja a toalettbe. Kidobás előtt becsomagolhatja a használt terméket a szürke színű csomagolóanyagba.



Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük, jelentsen az illetékes helyi hatóságnak (Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ; (NNGYK), 1135 Budapest, Szabolcs utca 33., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov. hu, 1372 Postafiók 450

Gyártó: Essity Hygiene and Health AB (címe: SE-405 03, Göteborg, Sweden)

Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. További információk: www.tena.hu,
INFO: 06-80-20-10-20 (ingyenesen hívható zöldszám)

A termék csomagolását, valamint az öntapadó felület ragasztószalagját a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja! A termék a csomagoláson jelzett időpontig használható fel. A terméket száraz, hűvös helyen tárolja.

Jelen használati útmutató lezárásának dátuma és azonosítója: 2024.03.22, Azonosító: HMS/INKO/L/Print/220324/11